

TheraGun G3PRO

- **Zem pôvodu:** USA
- **Výrobca:** TheraGun, LLC
- **Typ:** rázová terapia, masážny prístroj
- **Kód produktu:** G3PRO-PKG-EU
- **Balenie:** G3PRO, prenosný kufrík, vak na príslušenstvo, dve batérie, nabíjačka, 6 nastavcov pre ciele liečbu svalov



SK

- **TheraGun novej generácie posunie rázovú terapiu na vyššiu úroveň. Unikátna trojica, ktorá sa skladá z 16 mm amplitúdy, frekvencie a točivého momentu, je teraz doplnená o vlastnú prevodovku, ktorá znižuje hlučnosť prístroja o 50%. Životnosť batérie bola navýšená o 60%, čo ocenia hlavne profesionálni terapeuti, športovci, tréneri a ďalší športovní nadšenci, ktorí tak budú môcť využiť dlhšiu dobu terapie s prístrojom G3PRO a nebudú musieť stále čakať na nabitie batérie. Nová funkcia v dvoch rýchlostných režimoch umožňuje štandardnú rýchlosť 2400 ot./min a teraz aj novú rýchlosť zníženú na 1750 ot./min pre citlivé oblasti. Prístroj prichádza so šiestimi jedinečnými nastavcami, ktoré lekári vyrobili pre rôznu variabilitu použitia vzhľadom k ľudskému telu, jeho potrebám a poraneniu/ochoreniu. Prístroj bol síce kompletne prepracovaný, ale všetky jeho doterajšie privilégia, ktorými disponoval v nižšej rade, zostali zachované. TheraGun G3PRO bol navrhnutý tak, aby zmenil Váš pohľad na terapiu pre pohodlný pohyb.**

Výhody a využitie

Úľava od bolesti

- 2400 ot./min
- Vibračný tlak, ktorý je vyvíjaný na svaly, aby sa uvoľnili bolestivé spúšťové body, činí 27 kg
- 16 mm amplitúda poskytuje hlbšiu svalovú liečbu
- Podporuje celkový rozsah pohybu bez bolesti
- Uvoľňuje bolestivé a stuhnuté svaly pomocou amplitúdy, frekvencie a točivého momentu
- 6 nastavcov pre ciele liečbu svalov

Fitness

- Regenerácia celého tela behom 15 minút
- S prístrojom dotiahnete až na 90% svojho tela, vďaka otočnému ramenu a ergonomickej rukoväti
- Zrýchľuje zahriatie svalov pred tréningom a po tréningu napomáha k rýchlejšej regenerácii svalov tým, že zacieli na každú svalovú skupinu počas doby 15 sekúnd pre celkovú terapiu
- Používa sa na každú svalovú skupinu zvlášť a to počas doby 2 minút na jednu svalovú skupinu, aby sa znížila bolestivosť svalov
- Prístroj TheraGun zlepšuje svalovú koordináciu a mobilitu, vďaka uvoľneniu spúšťových bodov vo svaloch a tým predchádza poraneniu či zraneniu

Wellness

- Účinná úľava od bolesti
- Lepší spánok
- Podporuje lepšie držanie a vnímanie tela
- Zbavuje telo stuhnutosti napr. pri cestovaní

- Nahrádza preťahovanie svalov v každodennej rutine
- Uvoľní svalové kŕče, čo pomôže svalom doplniť novú energiu a lepšie sa hydratovať

Špecifikácia

- Otočné rameno: 4 pozície
- Amplitúda: 16 mm
- Maximálny tlak: 27 kg
- Počet batérií: 2
- Výdrž batérie: 75 minút
- Kapacita batérie: 2.5 Ah
- Počet článkov batérie: 4
- Nabíjačka: štandardná
- Doba nabíjania: 75 minút
- Prispôsobivá kovová doska: štandardná
- Materiál: kov a plast
- Priemer držadla: 12mm
- Maximálna záruka: 2 roky
- Kufor: štandardný
- Vak na príslušenstvo: štandardný
- Nabíjací stojan: doplnok
- Cestovný adaptér: doplnok

VAROVANIE

Behom používania prístroja G3PRO™ nedávajte prst alebo žiadne iné predmety do blízkosti kovového piestu nad masážnym nadstavcom. Nepoužívajte žiadne iné masážne nadstavce ani iné batérie než tie, ktoré dodáva spoločnosť TheraGun a používajte ich výhradne podľa návodu k produktu TheraGun. Nepoužívajte prístroj G3PRO™ na hlave alebo v blízkosti vašich genitálií. Dávajte pozor na zamotanie vlasov do držiaku nadstavca alebo iných pohyblivých častí prístroja G3PRO™. Nepoužívajte prístroj G3PRO™ cez ohryzok alebo krčný stavec C4. Dávajte pozor, aby prístroj G3PRO™ nebol mokrý a čistite ho čistiacou hubkou alebo ľahko navlhčenou handričkou.

Neblokujte vetracie otvory motora. Aby ste zvýšili životnosť batérie, vyberte ju z nabíjačky, akonáhle sa na LED displeji prístroja TheraGun objaví zelená kontrolka.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA THERAGUN G3PRO™ ALEBO NABITÍM LITHIUM-IONTOVEJ BATÉRIE SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE, všetky návody a bezpečnostné pokyny v tomto manuáli, na nabíjačke, na batérií a na samotnom prístroji G3PRO™.

NOVÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ NABITÉ PRED PRVÝM POUŽITÍM

Usilujeme sa o to, aby prístroj TheraGun G3PRO™ bol čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderný mechanický prístroj s elektrickými súčiastkami. Pokiaľ nie je prístroj TheraGun G3PRO™ a jeho príslušenstvo riadne používané a udržiavané, hrozí nebezpečie požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenie. Pri používaní prístroja TheraGun G3PRO™ je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenie, a to:

1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU.

Používajte prístroj iba tak, ako je napísané v tomto prevádzkovom manuáli prístroja TheraGun. Používajte TheraGun len s doporučeným príslušenstvom a s náhradnými dielmi. Neprevádzajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovené spoločnosťou TheraGun.

2. NEVHODNÉ PRE DETI.

Prístroj TheraGun G3PRO™ a nabíjačka nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo osobami

so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá zaistí bezpečné nabíjanie a používanie prístroja TheraGun G3PRO™. Nedovoľte, aby bol prístroj TheraGun G3PRO™ používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj používate v prítomnosti detí, alebo keď ho deti používajú. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že sa nebudú hrať s prístrojom TheraGun G3PRO™ alebo s nabíjačkou.

NIKDY NEVYBERAJTE BATÉRIU, POKIAĽ JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE:

1. UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LITHIUMTECH BATÉRIU LEN V NABÍJAČKÁCH SPOLOČNOSTI THERAGUN.

Iné typy nabíjačiek môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Nedávajte batérie do napájacej zástrčky alebo zapalovača cigariet. Batérie sa môžu trvale zničiť alebo poškodiť.

2. POUŽÍVAJTE THERAGUN G3PRO™ len s batériami spoločnosti THERAGUN. Použitie s inými batériami môže viesť k nebezpečeniu požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

3. NABÍJACIE MIESTA. Prístroj TheraGun by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom prostredí. Prístroj TheraGun G3PRO™ nenabíjajte vonku, v kúpeľni alebo do vzdialenosti 3 metrov od vane alebo bazénu. Nepoužívajte prístroj TheraGun G3PRO™ alebo nabíjačku na mokrom povrchu a nevystavujte nabíjačku vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte batériu ani nabíjačku v prítomnosti výbušného prostredia (plynné výpary, prach alebo horľavé materiály), pretože môžu vytvoriť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

4. UKONČENIE NABÍJANIA. Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjačku zo zástrčky, nikdy nie za kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy neprenášajte nabíjačku pomocou kábla. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte a nenabíjajte, keď je kábel poškodený. Neroztahujte kábel nabíjačky a nevystavujte ju tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom TheraGun G3PRO™, pokiaľ máte vlhké ruky.

5. NABÍJAČKU VYTIAHNITE, pokiaľ ju nepoužívate a vyberte batériu. Odpojte nabíjačku zo zástrčky, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate. Uistite sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

6. NEPREBÍJAJTE BATÉRIU. Nenechávajte batériu v nabíjačke dlhšie než hodinu po úplnom nabití akumulátoru. Prebitie batérie skracuje ich životnosť alebo ju poškodzuje.

7. NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY MOTORU. Nevkladajte do vetracích otvorov žiadne prekážky. Prístroj nepoužívajte, keby bol blokovaný ktorýkoľvek vetrací otvor; chráňte pred prachom, bavlnenými vláknami, vlasmi alebo čímkoľvek čo môže znížiť prúdenie vzduchu. Udržujte vlasy, voľné oblečenie a prsty z dosahu vetracích otvorov a pohyblivých častí, rovnako ako nadstavce.

8. NIKDY NEZAPALUJTE BATÉRIU. Batéria môže explodovať a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Pri spálení akumulátoru vznikajú toxické výpary a látky.

9. NESTLÁČAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE BATÉRIU. Nepoužívajte batériu alebo nabíjačku, ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.

10. CHEMIKÁLIE Z BATERIE SPÔSOBUJÚ VÁŽNE POPÁLENINY. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo ústami. Pokiaľ z poškodenej batérie vytekajú chemikálie, použite k manipulácií s ňou gumové alebo neoprénové rukavice. Pokiaľ je pokožka vystavená tekutinám z batérie, umyte ju mydlom, vodou a opláchnite octom. Pokiaľ sú batériovým chemikáliám vystavené oči, okamžite ich vypláchnite vodou počas doby 20 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev odstráňte a zlikvidujte ho.

11. NESKRATUJTE. Batéria skratuje, pokiaľ kovový predmet spojí kladný a záporný pól na batérii. Neumiestňujte batériu v blízkosti objektov, ktoré by mohli spôsobiť skrat, ako sú mince, kľúče alebo klince vo vrecku. Skratovaná batéria môže spôsobiť požiar a zranenie.

12. ULOŽTE BATÉRIU A NABÍJAČKU na chladnom, suchom mieste. Neskladujte batériu tam, kde môžu teploty prekročovať 40°C – na priamom slnku, v aute, železných budovách v lete. Pokiaľ nie je prístroj počas dlhšej doby používaný, mala by byť z neho vybratá batéria.

13. LIKVIDÁCIA BATÉRIE THERAGUN. Lithium-ion batéria TheraGun sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné typy batérií (napr. nikel-kadmium). Batériu vždy likvidujte podľa federálnych, štátnych a miestnych zákonov. Ohľadom recyklačných miest sa obráťte na recyklačnú agentúru vo Vašom okolí. Dokonca aj vybité batérie obsahujú určitú energiu. Pred likvidáciou použite elektrickú pásku k zakrytiu pólov, aby nedošlo ku skratu batérie, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.

15. NEROZOBERAJTE. Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vystaveniu chemikáliám v batériách. Záruka je neplatná, pokiaľ bol prístroj TheraGun G3PRO™ rozobraný, rovnako ako jeho batéria, nabíjačka alebo z nej boli odstránené niektoré súčasti. Pokiaľ je prístroj G3PRO™ poškodený, rovnako ako jeho súčasti, kontaktujte spoločnosť TheraGun.

16. SERVIS. Pokiaľ prístroj TheraGun G3PRO™, batéria alebo nabíjačka nepracujú správne, pokiaľ došlo k ostrému nárazu alebo k pádu, poškodeniu, ponechaniu vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť TheraGun zaslaním e-mailu na info@theragun.com ohľadne opravy alebo servisu. Prístroj TheraGun G3PRO™ sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA:

Produkt TheraGun G3PRO™ má obmedzenú záruku na dva roky. Aby mohol byť produkt G3PRO™ alebo jeho časť opravená alebo vymenená v rámci záruky, musí byť spoločnosti

TheraGun vrátený predplatenou a poistenou zásielkou. Tato záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré spoločnosť TheraGun považuje za opravy prevedené inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnosti TheraGun, ďalej sa záruka nevzťahuje na nesprávne použitie, zmeny, nevhodné použitie, bežné opotrebovanie, nedostatočnú údržbu alebo nehodu. Podrobné informácie o záruke nájdete na www.theragun.com/warranty. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na info@theragun.com či info@rehasport.cz

ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE: BEZPEČNOSŤ

- Nikdy sa nepokúšajte rozoberať batériu.
- Nikdy neskladujte batériu na priamom slnku alebo pri teplotách nad 40 °C.
- Nikdy nevystavujte batériu alebo nabíjačku vode.
- Batéria a nabíjačka fungujú najlepšie pri normálnej pokojovej teplote. Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle ani pri nízkych teplotách. Rozsah teplôt pre nabíjanie je 0 °C až 40 °C.
- Pri dlhodobom skladovaní by mala byť batéria plne nabitá.

- Vždy vyberte batériu z nabíjačky, keď kontrolka svieti na zeleno.

Spustenie prístroja G3PRO™: BEZPEČNOSŤ

1. Akonáhle je batéria správne vložená, stlačte spodné tlačidlo, aby ste prístroj G3PRO™ spustili. Pre zmenu režimu rýchlosti stroja, stlačte horné tlačidlo TheraGun.
2. Stlačením spodného tlačidla vypnete prístroj G3PRO™.

Pripevnenie masážneho nadstavca:

1. K upevneniu masážneho nadstavca: nasmerujte nadstavec ku koncu prístroja G3PRO™.
2. K odobratiu masážneho nadstavca ho jednoducho vytiahnite.

Nastavenie ramena nesúceho masážny nadstavec:

1. Podržte čierne tlačidlo v modrom krúžku.
2. Behom držania tlačidla otočte rameno na pozíciu 1 až 4. Označenie pozícií sa nachádza na strane.
3. Akonáhle započujete zamknutie zámku ramena, môžete uvoľniť čierne tlačidlo.

Batéria:

1. Uvoľnite poistku batérie pohybom k nadstavcu a potom ho vytiahnite.
 2. Uistite sa že vkladáte batériu správne.
 - LED kontrolky pri vkladaní batérie jedenkrát zablikajú, aby ukázali, že je batéria správne vložená.
- Akonáhle je prístroj G3PRO™ zapnutý, ukážu LED kontrolky úroveň nabitia batérie.
 - Nabíjajte batériu len vtedy, keď svieti iba jedna LED kontrolka.

NABÍJANIE:

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky. THERAGUN-LED kontrolka trikrát blikne a potom prestane.
2. Vložte batériu do nabíjačky a tlačte ju dolu, pokiaľ nezacvakne. Pokiaľ je do prístroja vložená správne, začne THERAGUN-LED kontrolka následne pomaly blikáť (jedenkrát za sekundu).
3. Akonáhle THERAGUN-LED kontrolka svieti stále, je batéria plne nabitá.

Spustil som svoj prístroj G3PRO™. Čo teraz?

Priložte prístroj G3PRO™ k telu a pohybujte ním po celom tele. Zvyknete si na pocit rázovej terapie. Vyvíňte tlak, ktorý je pre Vás pohodlný. Nechajte prístroj urobiť svoju prácu. Po jeho použití by Vás nemalo nič bolieť.

Ako rýchlo mám pohybovať prístrojom G3PRO™?

Čím pomalší pohyb tým lepšie. Pohybujte ním približne 3 cm za sekundu. Pri pohybe po Vašich svaloch sa neunáhlite.

Ako hlboko do mojich svalov mám tlačiť prístroj G3PRO™?

Najlepším postupom je spustiť prístroj G3PRO™ pred aplikáciou na telo. Akonáhle je prístroj v prevádzke, priložte masážny nadstavec na Vaše telo a nechajte prístroj G3PRO™ pôsobiť na Vaše tkanivá. Akonáhle pocítite tlak, ktorý si prajete, môžete ho pomaly zvyšovať, pokiaľ nedosiahnete pohodlné vyváženie.

Ako často mám prístroj používať?

Odporúčame 15 minútovú masážnu dávku pre celé telo. Nebojte sa ho použiť na Vaše extra boľavé svaly počas doby ďalších 30-60 sekúnd behom dňa.

Ako často mám vymieňať svoje masážne nadstavce?

V priemere by mali byť masážne nadstavce vymenené každých 90 dní. Pri použití na klinikách, kde bude Vaše priemerné denné použitie určite vyššie, odporúčame vymieňať približne po 30 dňoch použitia.

Ako dlho vydrží batéria?

Batéria vydrží približne 45 minút v závislosti na sile použitého tlaku.

Pokiaľ potrebujem viac informácií, čo by som mal urobiť?

Navštívte nás online na adrese www.rehasport.sk/videonavody/.

Distribútor:
REHASPORT TRADE s.r.o.
www.rehasport.cz, Tel: 800 200 900