

TheraGun G2PRO

- **Krajina pôvodu:** USA
- **Výrobca:** TheraGun, LLC
- **Typ:** rázová terapia, masážny prístroj
- **Kód produktu:** G2PRO-EU
- **Balenie:** G2PRO, nabíjačka, 4x nástavec, 2x batérie



SK

- **VAROVANIE:** Behom používania prístroja G2PRO™ nedávajte prsty alebo žiadne iné predmety do blízkosti kovového piestu nad masážnym nástavcom.
Nepoužívajte žiadne iné masážne nástavce ani iné batérie než tie, ktoré dodáva spoločnosť TheraGun a používajte ich iba podľa návodu k produktu TheraGun.
Nepoužívajte prístroj G2PRO™ na hlavu alebo v blízkosti Vašich genitálií. Dávajte pozor na zamotanie vlasov do držiaku nástavca alebo do iných pohyblivých častiach prístroja G2PRO™. Nepoužívajte prístroj G2PRO™ cez ohryzok alebo krčný stavec C4.
Dávajte pozor, aby prístroj G2PRO™ nebol mokrý a čistite ho čistiacou hubkou alebo ľahko navlhčenou handrou.
Neblokujte vetracie otvory motoru.
Aby ste zvýšili životnosť batérie, vyberte ju z nabíjačky, akonáhle sa na LED displeji prístroja TheraGun objaví zelená kontrolka.
- **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA THERAGUN G2PRO™ ALEBO NABITÍM LITHIUM-IONTOVEJ BATÉRIE, SI PROSÍM PREČÍTAJTE,** všetky návody a bezpečnostné pokyny v tomto manuáli, na nabíjačke, na batérii a na samotnom prístroji G2PRO™.
- **NOVÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ NABITÉ PRED PRVÝM POUŽITÍM:** Usilujeme sa o to, aby prístroj TheraGun G2PRO™ bol čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderný, mechanický prístroj s elektrickými súčastami. Pokiaľ nie sú prístroj TheraGun G2PRO™ a jeho príslušenstvá riadne používané a udržiavané, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. Pri používaní prístroja TheraGun G2PRO™ je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, a to:
 - 1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU:** Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto prevádzkovom manuáli prístroja TheraGun. Používajte TheraGun iba s doporučeným príslušenstvom a náhradnými dielmi. Nevykonávajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovená spoločnosťou TheraGun.
 - 2. NEVHODNÉ PRE DETI:** Prístroj TheraGun G2PRO™ a nabíjačka nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá zaistí bezpečné nabíjanie a používanie prístroja TheraGun G2PRO™. Nedovoľte, aby bol prístroj TheraGun G2PRO™ používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj používate v prítomnosti detí, alebo keď ho deti používajú. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že si nebudú hrať s prístrojom TheraGun G2PRO™ alebo s nabíjačkou.

- **NIKDY NEVYBERAJTE BATÉRIU, AK JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE:** PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA THERAGUN G2PRO™ ALEBO NABITÍM LITHIUM-IONOVEJ BATÉRIE, SI PROSÍM PREČÍTAJTE, všetky návody a bezpečnostné pokyny v tomto manuáli, na nabíjačke, na batérii a na samotnom prístroji G2PRO™. NOVÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ NABITÉ PRED PRVÝM POUŽITÍM.

Usilujeme sa o to, aby prístroj TheraGun G2PRO™ bol čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderný, mechanický prístroj s elektrickými súčastami. Pokiaľ nie sú prístroj TheraGun G2PRO™ a jeho príslušenstvá riadne používané a udržiavané, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. Pri používaní prístroja TheraGun G2PRO™ je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, a to:

1. **POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU.** Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto prevádzkovom manuáli prístroja TheraGun. Používajte TheraGun iba s doporučeným príslušenstvom a náhradnými dielmi. Nevykonávajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovená spoločnosťou TheraGun.
2. **NEVHODNÉ PRE DETI.** Prístroj TheraGun G2PRO™ a nabíjačka nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá zaistí bezpečné nabíjanie a používanie prístroja TheraGun G2PRO™. Nedovoľte, aby bol prístroj TheraGun G2PRO™ používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj používate v prítomnosti detí, alebo keď ho deti používajú. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že si nebudú hrať s prístrojom TheraGun G2PRO™ alebo s nabíjačkou.
3. **NIKDY NEVYBERAJTE BATÉRIU, AK JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE.**
4. **UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LITHIUMTECH BATÉRIE IBA V NABÍJÁČKÁCH SPOLOČNOSTI THERAGUN.** Iné typy nabíjačiek môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Nedávajte batériu do napájacej zástrčky alebo zapalovača cigariet. Batérie sa môžu trvale zničiť alebo poškodiť.
5. **POUŽÍVAJTE THERAGUN G2PRO™ iba s batériami spoločnosti THERAGUN.** Použitie s inými batériami môže viesť k nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
6. **NABÍJACIE MIESTA.** Prístroj TheraGun by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom prostredí. Prístroj TheraGun G2PRO™ nenabíjajte vonku, v kúpeľni alebo vo vzdialenosti 3 metrov od vane alebo bazénu. Nepoužívajte prístroj TheraGun G2PRO™ alebo nabíjačku na mokrom povrchu a nevystavujte nabíjačku vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte batériu ani nabíjačku v prítomnosti výbušného prostredia (plynné výpary, prach alebo horľavé materiály), pretože môžu vytvoriť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
7. **UKONČENIE NABÍJANIA.** Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjačku za zástrčku, nie za kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy neprenášajte nabíjačku pomocou kábla. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte a nenabíjajte, keď je kábel poškodený. Neroztahujte kábel nabíjačky a nevystavujte ho tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom TheraGun G2PRO™, ak máte vlhké ruky.
8. **NABÍJÁČKU VYTIAHNITE,** pokiaľ ju nepoužívate a vyberte batériu. Odpojte nabíjačku zo zásuvky, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate. Uistite sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

9. **NENABÍJAJTE BATÉRIU VEĽA.** Nenechávajte batériu v nabíjačke dlhšie ako hodinu po úplnom nabití akumulátora. Prílišné nabitie batérie skracuje jej životnosť alebo ju poškodzuje.

10. **NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY MOTORA.** Nevkladajte do vetracích otvorov žiadne prekážky. Prístroj nepoužívajte, ak by bol zablokovaný ktorýkoľvek vetrací otvor; chráňte pred prachom, bavlnenými vláknami, vlasmi alebo čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu. Udržujte vlasy, voľné oblečenie a prsty z dosahu vetracích otvorov a pohyblivých častí, rovnako ako nástavce.

11. **NIKDY NEZAPALUJTE BATÉRIU.** Batéria môže explodovať a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Pri spálení akumulátora vznikajú toxické výpary a látky.

12. **NEROZMAČKÁVAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE BATÉRIU.** Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.

13. **CHEMIKÁLIE Z BATÉRIÍ SPÔSOBUJÚ VÁŽNE POPÁLENINY.** Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo ústami. Pokiaľ z poškodenej batérie vytekajú chemikálie, použite na manipuláciu s ňou gumové alebo neoprénové rukavice. Ak je pokožka vystavená tekutinám z batérie, umyte ju mydlom a vodou a opláchnite octom. Ak sú batériovým chemikáliám vystavené oči, okamžite ich vypláchnite vodou po dobu 20 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev odstráňte a zlikvidujte ho.

14. **NESKRATUJTE.** Batéria skratuje, keď kovový predmet spojí kladný a záporný pól na batériu. Neumiestňujte batériu v blízkosti objektov, ktoré by mohli spôsobiť skrat, ako sú mince, kľúče alebo kince vo vrecku. Skratovaná batéria môže spôsobiť požiar a zranenie.

15. **ULOŽTE BATÉRIU A NABÍJAČKU** na chladnom, suchom mieste. Neskladujte batériu tam, kde môžu teploty prekračovať 40 ° C - na priamom slnku, v aute, železných budovách v lete. Pokiaľ nie je prístroj po dlhšiu dobu používaný, mala by byť z neho vybratá batéria.

16. **LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ THERAGUN.** Lithium-ion batérie TheraGun sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné typy batérií (napr. Nikel-kadmium). Batériu vždy zlikvidujte podľa federálnych, štátnych a miestnych zákonov. Ohľadom recyklačných miest sa obráťte na recyklačnú agentúru vo Vašom okolí. Dokonca aj vybité batérie obsahujú určitú energiu. Pred likvidáciou použite elektrickú pásku na zakrytie pólov, aby nedošlo ku skratu batérie, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.

17. **MONTÁŽ NABÍJAČKY NA STENU.** Pri montáži nabíjačky na stenu použite vhodný montážny materiál pre typ Vašej steny a uistite sa, že je dokovacia stanica pevne pripevnená. Zaistite, aby bezprostredne za montážnou oblasťou nebolo umiestnené žiadne potrubie (plyn, voda, vzduch) alebo elektrické káble a vodiče. Dokovacia stanica sa inštaluje v súlade so smernicami, predpismi a normami (federálne, štátne a miestne zákony platné v USA). Spoločnosť TheraGun odporúča podľa potreby používať ochranné oblečenie, okuliare a materiály.

18. **NEROZOBERAJTE.** Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vystaveniu chemikáliám v batériách. Záruka je neplatná, pokiaľ bol prístroj TheraGun G2PRO™ rozobraný, rovnako ako jeho batérie alebo nabíjačka alebo z neho boli odstránené niektoré súčasti. Pokiaľ je prístroj G2PRO™ poškodený, rovnako ako jeho súčasti, kontaktujte spoločnosť TheraGun.

19. SERVIS. Pokiaľ prístroj TheraGun G2PRO™, batérie alebo nabíjačka nepracujú správne, ak došlo k ostrému nárazu alebo k pádu, poškodeniu, ponechanie vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť TheraGun zaslaním e-mailu na info@theragun.com ohľadom opravy alebo servisu. Prístroj TheraGun G2PRO™ sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- **OBMEDZENÁ ZÁRUKA:** Produkt TheraGun G2PRO™ má obmedzenú záruku na dva roky. Aby mohol byť produkt G2PRO™ alebo jeho časť opravená alebo vymenená v rámci záruky, musí byť spoločnosti TheraGun vrátený predplatenou a poistenou zásielkou. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré spoločnosť TheraGun považuje za opravy vykonané inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnosti TheraGun, ďalej sa záruka nevzťahuje na nesprávne použitie, zmeny, nevhodné použitie, bežné opotrebenie nedostatočnou údržbou alebo nehody. Podrobné informácie o záruke nájdete na www.theragun.com/warranty. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na info@theragun.com či info@rehasport.cz
- **ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE: BEZPEČNOST**
 - Nikdy sa nepokúšajte rozobrať batériu.
 - Nikdy neskladujte batériu na priamom slnku alebo pri teplotách nad 40 °C.
 - Nikdy nevystavujte batériu alebo nabíjačku vode.
 - Batéria a nabíjačka fungujú najlepšie pri normálnej izbovej teplote. Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle ani pri nízkych teplotách. Rozsah teplôt pre nabíjanie je 0 °C až 40 °C.
 - Pri dlhodobom skladovaní by mala byť batéria plne nabitá.
 - Vždy vyberte batériu z nabíjačky, keď kontrolka svieti zeleno.

- Zadný bočný pohľad
- Tlačidlo otáčanie ramena
- Tlačidlo zapínanie / vypínanie
- Polohy otáčania ramena
- Odnímateľný masážny nástavec
- Motor s vysokým krútiacim momentom
- Vetracie otvory motora
- LED displej stavu kapacity batérie
- Úchop pre uvoľnenie batérie



Spúšťanie prístroja G2PRO™: BEZPEČNOST

1. Akonáhle je batéria správne vložená, posuňte tlačidlo zapínania dopredu, aby ste prístroj G2PRO™ spustili.
2. Posuňte tlačidlo zapínania dozadu, aby ste prístroj G2PRO™ vypili.

Pripevnenie masážneho nástavca:

1. Na upevnenie masážneho nástavca: nasmerujte nástavec ku koncu prístroja G2PRO™.
2. K odobratiu masážneho nástavca ho jednoducho vytiahnite.

Nastavenie ramena nesúceho masážne nástavce

1. Podržte čierne tlačidlo naproti logu G.
2. Behom držania tlačidla otočte rameno na pozíciu 1 až 4. Označenie pozícií sa nachádza na strane.
3. Akonáhle budete počuť zamknutie zámku ramena, môžete uvoľniť čierne tlačidlo.

Batéria:

1. K uvoľneniu batérie stlačte čierne úchopy na oboch stranách a potom ju vytiahnite.
2. Batériu vkladajte s logom G na špičke trojuholníka.

LED kontrolky pri vkladaní batérie raz bliknú, aby ukázali, že je batéria správne vložená.

- Akonáhle je prístroj G2PRO™ zapnutý, LED kontrolky ukážu úroveň nabitia batérie. Po 5 sekundách kontrolky zhasnú.
- Nabíjajte batériu iba vtedy, ak svieti iba jedna LED kontrolka.

LED displej stavu nabitia batérie:

Prevádzková doba pri plnom nabití je približne 45 minút.

Plne nabité

Čiastočne nabité

Čoskoro nabití

NABÍJANIE:

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Zelená THERAGUN-LED kontrolka trikrát blikne a potom prestane.
 2. Vložte batériu do nabíjačky a tlačte ju nadol, až kým nezapadne. Ak je do prístroja vložená správne, začne THERAGUN-LED kontrolka následne pomaly blikáť (raz za sekundu).
 3. Akonáhle THERAGUN-LED kontrolka svieti stále zelene, je batéria plne nabitá.
- Ak je batéria prehriata, rozbitá alebo nie je správne vložená do prístroja, bude červená THERAGUN-LED kontrolka blikáť rýchlo (trikrát za sekundu).
 - Počas nabíjania batérie bude kontrolka THERAGUN-LED blikáť ďalej červeno, ale pomalšie (raz za sekundu).
 - Keď je batéria úplne nabitá, svieti kontrolka LED THERAGUN zeleno.

Spustil som svoj prístroj G2PRO™. Čo teraz?

Priložte prístroj G2PRO™ k telu a pohybujte ním po celom tele. Zvyknete si na pocit razovej terapie.

Vyviňte tlak, ktorý je pre Vás pohodlný. Nechajte prístroj urobiť svoju prácu. Po jeho použití by Vás nemalo nič bolieť.

Ako rýchlo mám pohybovať prístrojom G2PRO™?

Čím pomalší pohyb tým lepšie. Pohybujte ním približne 3 cm za sekundu. Pri pohybe po Vašich svaloch sa neponáhľajte.

Ako hlboko do mojich svalov mám tlačiť prístroj G2PRO™?

Najlepším postupom je spustiť prístroj G2PRO™ pred aplikáciou na telo. Akonáhle je prístroj v prevádzke, priložte masážny nástavec na Vaše telo a nechajte prístroj G2PRO™ pôsobiť na Vaše tkanivo. Akonáhle pocítite tlak, ktorý si prajete, môžete ho pomaly zvyšovať, kým nedosiahnete pohodlného vyváženia.

Ako často mám prístroj používať?

Odporúčame 15 minútovú masážnu dávku pre celé telo. Nebojte sa použiť na Vaše extra boľavé svaly po dobu ďalších 30-60 sekúnd počas dňa.

Spustil som svoj prístroj G2PRO™. Čo teraz?

Priložte prístroj G2PRO™ k telu a pohybujte ním po celom tele. Zvyknete si na pocit razovej terapie. Vyviňte tlak, ktorý je pre Vás pohodlný. Nechajte prístroj urobiť svoju prácu. Po jeho použití by Vás nemalo nič bolieť.

Ako rýchlo mám pohybovať prístrojom G2PRO™?

Čím pomalší pohyb tým lepšie. Pohybujte ním približne 3 cm za sekundu. Pri pohybe po Vašich svaloch sa neponáhľajte.

Ako hlboko do mojich svalov mám tlačiť prístroj G2PRO™?

Najlepším postupom je spustiť prístroj G2PRO™ pred aplikáciou na telo. Akonáhle je prístroj v prevádzke, priložte masážny nástavec na Vaše telo a nechajte prístroj G2PRO™ pôsobiť na Vaše tkanivo. Akonáhle pocítite tlak, ktorý si prajete, môžete ho pomaly zvyšovať, kým nedosiahnete pohodlného vyváženia.

Ako často mám prístroj používať?

Odporúčame 15 minútovú masážnu dávku pre celé telo. Nebojte sa použiť na Vaše extra boľavé svaly po dobu ďalších 30-60 sekúnd počas dňa.

Ako často mám vymieňať svoje masážne nástavce?

V priemere by mali byť masážne nástavce vymenené každých 90 dní. Pri použití na klinikách, kde bude Vaše priemerné denné použitie určite vyššie, odporúčame vymieňať približne po 30 dňoch použitia.

Ako dlho vydrží batéria?

Batérie vydržia približne 45 minút v závislosti na sile použitého tlaku.

Ak potrebujem viac informácií, čo by som mal urobiť?

Navštívte nás online na adrese www.rehabilitacnipomucky.cz/videonavody/ pre podrobné videonávody.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Nabíjačku batérií vyčistite jemnou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

ŠPECIFIKÁCIE

Produkty sú navrhnuté iba pre nabíjanie znovu nabíjajúcich batérií typu LithiumTech TG2-BATT-20S (2.0Ah). Vhodné batérie sú:

10.8V batéria pre nabíjačku TG-FC-30 (3.0A), VÝSTUP NAPÄTIA 10.8V. Tieto modely majú rovnaké elektrické a mechanické konštrukcie s výnimkou odlišného napätia výstupu. Napájací zdroj pro nabíjačku: 100V-240V, 55W. Frekvencia: 50-60 Hz.

Distribútor:

REHASPORT TRADE s.r.o.

www.rehasport.cz, Tel: 800 200 900